

## HELI-LOC ABUTMENT gerade

Titan Grade 5 mit TiN-Beschichtung

# DENTALimpulse

BERATUNGS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Die Heli-Loc Abutments sind Deckprothesen-Abutments, die den Classic Locator® Abutments nachempfunden sind. Die Heli-Loc Abutments sind aus Titan Grade 5 gefertigt und mit einer TiN-Beschichtung versehen. Die Retentionselemente vom Locator® und Kerator® sind zu dem Heli-Loc Abutment uneingeschränkt kompatibel.

Lieferbare Gingivahöhen: 1, 2, 3 und 4 mm  
Lieferbar für:  
Camlog® - Conelog®  
Camlog® - screw-Line/Root-Line®  
Dentsplay® – Astra Tec EV®  
Dentsplay® – Ankylos® C/X  
Dentsplay® – AstraTech® OsseoSpeed TX  
Dentsplay® – Xive® S  
Nobel Biocare® – Conical Connection  
Straumann – Bone level  
Zimmer® / MIS® / Biohorizons®



<b>Abutment, gerade Heli-Loc</b>	1 Stück	29,90 €
<b>Abformpfosten Heli-Loc (offen)</b>	2er Set	22,00 €
<b>Laborset erweitert (ohne Pin)</b>	Set	25,00 €
<b>Laborset Standard (mit Pin)</b>	Set	25,00 €
<b>Laboranalog Heli-Loc</b>	Stück	12,00 €
<b>Polymerisationseinsatz / Bearbeitungseinsatz</b>	10er Set	11,00 €
<b>Retentionseinsatz mit Pin / schwarz / Labor</b>	4er Set	17,50 €
<b>Retentionseinsatz mit Pin / lila / 1,8 kg</b>	4er Set	17,50 €
<b>Retentionseinsatz mit Pin / gelb / 0,7 kg</b>	4er Set	17,50 €
<b>Retentionseinsatz mit Pin / rosa / 0,9 kg</b>	4er Set	17,50 €
<b>Retentionseinsatz mit Pin / transparent / 1,5 kg</b>	4er Set	17,50 €
<b>Retentionseinsatz ohne Pin / schwarz / Labor</b>	4er Set	17,50 €
<b>Retentionseinsatz ohne Pin / lila / 1,5 kg</b>	4er Set	17,50 €
<b>Retentionseinsatz ohne Pin / gelb / 0,6 kg</b>	4er Set	17,50 €
<b>Retentionseinsatz ohne Pin / rosa / 0,8 kg</b>	4er Set	17,50 €
<b>Retentionseinsatz ohne Pin / transparent / 1 kg</b>	4er Set	17,50 €
<b>Matrize für Retentionseinsatz</b>	2er Set	13,00 € /
<b>Eindreheinstrument Heli-Loc</b>	Stück	30,00 € /
<b>Extraktions- &amp; Einführwerkzeug Kappen</b>	Stück	49,00 € /



Heliocos GmbH  
Emmy-Noether-Straße 11  
D-76131 Karlsruhe



DENTALimpulse GmbH  
Sülldorfer Kirchenweg 133  
D-22589 Hamburg

Alle Preise in Euro (UVP) zzgl. der gesetzlichen MwSt. und Versandkosten.

DENTALimpulse Beratungs-  
und Handelsgesellschaft mbH  
Sülldorfer Kirchenweg 133  
22589 Hamburg  
Germany

Telefon: 0049 (0)40 25 77 67 570  
Telefax: 0049 (0)40 25 77 67 599  
E-Mail: info@dentalimpulse.de  
Geschäftsführer:  
Jürgen Slomski, Jan Slomski

Steuer-Nr.: 57/880/01594  
Ust.-ID-Nr.: DE814270485  
Handelsregister: HRB 77 415  
Amtsgericht Hamburg

Deutsche Bank AG Hamburg  
BIC: DEUT DE DB HAM  
IBAN: DE40 2007 0024 0657 7878 00  
HASPA Hamburger Sparkasse  
BIC: HASP DE HH XXX  
IBAN: DE95 2005 0550 1280 1319 60

